

multiFiltratePRO

Přístroj multiFiltratePRO je určen k použití při kontinuální náhradě funkce ledvin, postupech hemoperfuze a terapeutické výměně plazmy. U většiny pacientů je nezbytná antikoagulace (regionální nebo i systémová) k zastavení srážení krve v mimotělním krevním oběhu

Specifikace: pro terapii pacientů s hmotností vyšší než 8 kg, nezávisle na věku, s přihlédnutím ke specifickým technickým datům přístroje a použitému jednorázovému spotřebnímu materiálu; provoz ve vhodných prostorách v rámci profesionálních zařízení pro zdravotní péči.

Oblast použití: Akutní selhání ledvin, odstranění toxických produktů látkové výměny, léčba život ohrožujících odchylek elektrolytů, náprava acidobazického stavu, zadržování vody rezistentní vůči diuretikům, zejména při selhání srdce či edému plic, zvýšené hladiny cytokinů v krvi, odebrání plazmy, např. za účelem odstranění patologických imunoglobulinů, při odstraňování toxinů vázaných na proteiny nebo při podávání dostatečného množství fyziologických proteinů obsažených v dárcovské plazmě.

Jedná se o zdravotnický prostředek (riziková třída IIb). Pro detailní informace o správném používání, možných nežádoucích účincích, interakcích a kontraindikacích čtěte pozorně návod k použití. Pro danou terapii je třeba používat spotřební materiál, jehož životnost je přizpůsobena délce terapie, viz specifikace v uživatelské dokumentaci spotřebního materiálu.

Výrobce: Fresenius Medical Care AG, Else-Kröner-Straße 1, Bad Homburg, Německo.

Poslední datum revize tohoto materiálu: 4.9.2023